

**LES BONNES PRATIQUES :
TRI – CONTRÔLE DES INSTRUMENTS**Rédigé : A.Brunetti-I.Douau
MC.Goascoz/02.06.2014

Vérfié : M.Chevalier /16.06..2014

Approuvé : H.Ney/17.06.2014

1^{ère} étape avant la pré désinfection**Pré désinfection :**

Premier traitement à effectuer sur les objets et matériels souillés dans le but de :

- éviter le séchage prolongé des matières organiques,
- diminuer la population de micro-organismes,
- faciliter le nettoyage ultérieur,
- protéger le personnel lors de manipulation des instruments,
- protéger l'environnement.

A. PRE-OP

1. **Remplir la fiche retour matériel** : 5 rubriques
2. **Coller les étiquettes** selon la règle suivante :
 - ✓ 1 fiche retour matériel = 1 caisse grise
 - ✓ 1 plateau + 1 ou 2 dmx individuels
 - ✓ 3 dmx individuels
 - ✓ Séparer les dmx des prêts sur une fiche retour matériel

B. PER ET POST-OPERATOIRE

1. **Trier** les instruments / plateaux opératoires,
Recomposer les plateaux en suivant le listing,
Si absence de listing, consulter intranet – DO – bloc concerné
2. **Ouvrir** tous les instruments même ceux qui n'ont pas été utilisés
3. **Identifier** les instruments à réparer avec un plomb rouge selon le protocole
Noter sur la fiche retour matériel
4. **Démonter** les instruments, les pièces d'ancillaires complexes
5. **Isoler** les instruments fragiles, les creux, les individuels
6. **Enrouler** les câbles (électriques, lumière froide...)

Mettre les **pièces à main et les dispositifs médicaux non-immérgeables dans un chiffon humidifié avec du deconex 53 +**

7. **Jeter :**
 - a. les piquants – tranchants, aiguilles, lames, trocarts,
 - b. les matières organiques
8. **Eliminer** le matériel à usage unique
9. **Vérifier** le remplissage de la fiche retour matériel rf001, note les commentaires (dm en réparation, dm manquant...)
10. **Remplir une fiche rose** pour les non-conformités de réalisations des dispositifs médicaux.

C. POST- OPERATOIRE – PRE DESINFECTION

1. **Matériel immergeable :**
 - Tremper les instruments dans une solution de deconex 53 +, 15 min,
 - Rincer
 - Remplir les creux et rincer
2. **Matériel non immergeable**
 - L'envelopper dans un chiffon humidifié au deconex 53 +
3. **Dispatcher le matériel** dans les caisses grises en respectant leur poids
4. **Déposer les caisses** dans les armoires de transfert en respectant les horaires, Sinon, prévenir la **stérilisation centrale au 31063**

**NE PAS HESITER A PREVENIR LA STERILISATION CENTRALE SI
SITUATION PARTICULIERE,**

UN COUP DE FIL, C'EST SI FACILE !!!