

CONSIGNES D'UTILISATION DES EMBALLAGES AU BLOC OPERATOIRE


Rédigé : A. Brunetti / 24.09.2013

Vérifié : C. Bréhier / 24.09.2013

Approuvé : H. Ney / 26.09.2013

PAR CONVENTION, POUR SIMPLIFIER :


Emballage 1 : emballage EXTERIEUR / Emballage 2 : emballage PROCHE du panier ou du dispositif médical



Emballage 1 (EXTERIEUR) : trou
Emballage 2 : conforme
=
UTILISER si date ster <10 jrs

Emballage 1 (EXTERIEUR) :
conforme
Emballage 2 (PROCHE DM) : trou
=
UTILISER jusqu'à limite
péremption sur étiquette

Autre situation : double emballage papier



1 des 2 emballages papiers troué
Date ster <10jrs
= UTILISER

**Trous dans les 2 emballages :
NE PAS UTILISER DANS TOUS LES CAS**